

Set de instrumentales de Rodilla


Eficiencia en la reconstrucción
de ligamentos cruzados




Caja para instrumentales de Rodilla

FG-IN690001

Bandeja 1



Instrumental implante dependiente de Spirom



- 1 Pines y guías.
- 2 Guías femorales.
- 3 Instrumental implante-dependiente de anclas.
- 4 Compás.
- 5 Instrumental implante-dependiente de Spirom.
- 6 Brocas y fresas.


INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número	Código	Descripción
1	FG-CN305401	Pin guía de 2,4 mm punta broca con ojal.
1	FG-CN305402	Pin guía de 2,4 mm punta diamante con ojal.
1	FG-CN313040	Pin punta de espada de 4 mm con ojal abierto, estéril.
1	FG-CN313240	Pin punta de espada de 4 mm con ojal cerrado, estéril.
1	FG-CN313111	Guía de nitinol de 1,1 mm.
1	FG-CN313120	Guía de nitinol de 2 mm.
2	FG-IN511105	Guía transportal femoral de 5 mm.
2	FG-IN511106	Guía transportal femoral de 6 mm.
2	FG-IN511107	Guía transportal femoral de 7 mm.
2	FG-IN511007	Guía transtibial femoral de 7 mm.
3	FG-IN001147	Punzón roscado para SpinFit de 4,7 mm.
3	FG-IN001155	Punzón roscado para Knotix de 5,5 mm.
4	FG-IN540000	Mango para gancho tibial o femoral.
4	FG-IN541010	Gancho tibial para ACL punta con orificio.
4	FG-IN542024	Camisa para pin guía de 2,4 mm.
5	FG-IN600000	Mango con cricket y conexión Small Hudson.
5	FG-IN601010	Punta para inserción fácil.
5	FG-IN601011	Punta para extracción fácil.
5	FG-IN601100	Punta destornillador para tornillo de titanio.
5	FG-IN601200	Punta destornillador para tornillo de PEEK y biocompuesto.
6	FG-IN500006	Broca tibial canulada de 6 mm.
6	FG-IN500007	Broca tibial canulada de 7 mm.
6	FG-IN500008	Broca tibial canulada de 8 mm.
6	FG-IN500009	Broca tibial canulada de 9 mm.
6	FG-IN500010	Broca tibial canulada de 10 mm.
6	FG-IN500011	Broca tibial canulada de 11 mm.
6	FG-IN500012	Broca tibial canulada de 12 mm.
6	FG-IN081047	Broca para Knotix de 5,5 mm y SpinFit de 4,7 mm.
6	FG-IN501007	Fresa femoral canulada de 7 mm
6	FG-IN501008	Fresa femoral canulada de 8 mm.
6	FG-IN501009	Fresa femoral canulada de 9 mm.
6	FG-IN501010	Fresa femoral canulada de 10 mm.
6	FG-IN501011	Fresa femoral canulada de 11 mm.
6	FG-IN501012	Fresa femoral canulada de 12 mm.
6	FG-IN501047	Fresa femoral canulada de 4,7 mm.


Caja para instrumentales de Rodilla

FG-IN690001

Bandeja 2




- 7 Strippers cerrados.
- 8 Mesa de preparación de injerto.
- 9 Stripper abierto.
- 10 Medidor de injerto.
- 11 Dilatadores.



Mesa de preparación de injerto

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número	Código	Descripción
7	FG-IN520105	Stripper cerrado de 5 mm.
7	FG-IN520107	Stripper cerrado de 7 mm.
8	FG-IN520000	Base de preparación del injerto.
8	FG-IN520012	Poste móvil para base de preparación del injerto, estándar.
8	FG-IN520011	Poste fijo para base de preparación del injerto.
9	FG-IN520005	Stripper abierto de 5 mm.
10	FG-IN520020	Medidor de injerto acanalado.
11	FG-IN530000	Mango de dilatador.
11	FG-IN530006	Dilatador de 6 mm.
11	FG-IN530007	Dilatador de 7 mm.
11	FG-IN530008	Dilatador de 8 mm.
11	FG-IN530009	Dilatador de 9 mm.
11	FG-IN530010	Dilatador de 10 mm.
11	FG-IN530011	Dilatador de 11 mm.
11	FG-IN530012	Dilatador de 12 mm.



Medidor de injerto acanalado

Instrumentales no estériles.

Indicación de uso: Los instrumentales no estériles, se indican para procedimientos quirúrgicos artroscópicos, cirugías ortopédicas mínimamente invasivas y/o cirugías ortopédicas abiertas de hombro, rodilla, pie y tobillo. En Ecuador REGISTRO SANITARIO No. 17532-DME-1124.

Instrumentales estériles.

Indicación de uso: Los instrumentales estériles, se indican para procedimientos quirúrgicos artroscópicos, cirugías ortopédicas mínimamente invasivas y/o cirugías ortopédicas abiertas de hombro, rodilla, pie y tobillo. En Ecuador REGISTRO SANITARIO No. 17282-DME-0924.

La disponibilidad de los productos puede variar según el mercado y las aprobaciones regulatorias locales. Consulte con su representante para más información.

Set de instrumentales de Hombro

Rapidez y seguridad
en reparaciones artroscópicas




Promedon
Sports Medicine

Caja para instrumentales de Hombro

FG-IN190001

Bandeja 1



- ① Pinza SelfPass.
- ② Varilla de 4 mm.
- ③ Pinzas.
- ④ Punzones.
- ⑤ Guía de 3,2 mm.
- ⑥ Empujanudos.
- ⑦ Brocas.



SelfPass


INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número	Código	Descripción
1	FG-IN096000	Pinza SelfPass.
2	FG-IN060040	Varilla de 4 mm para portal artroscópico.
3	FG-IN091001	Pinza pasadora de sutura de apertura inferior con inclinación a la derecha.
3	FG-IN091002	Pinza pasadora de sutura de apertura inferior con inclinación a la izquierda.
3	FG-IN091020	Pinza pasadora de sutura con punta 20° inclinada hacia arriba.
3	FG-IN092010	Pinza sujetadora de tejido y recuperadora de sutura.
3	FG-IN092015	Pinza recuperadora de sutura con punta penetrante y con vaina 15° hacia arriba.
3	FG-IN092020	Pinza recuperadora de sutura.
3	FG-IN093000	Pinza corta sutura con punta de apertura lateral.
3	FG-IN093010	Pinza corta sutura con punta tijera.
3	FG-IN093020	Pinza corta sutura con punta cerrada.
3	FG-IN094000	Pinza sujetadora de tendón.
3	FG-IN095000	Pinza sujetadora con punta de agarre dentado.
4	FG-IN001047	Punzón para Knotix de 5,5 mm y SpinFit de 4,7 mm.
4	FG-IN001147	Punzón roscado para SpinFit de 4,7 mm.
4	FG-IN001155	Punzón roscado para Knotix de 5,5 mm.
5	FG-IN013000	Guía de implantación de 3,2 mm.
6	FG-IN050000	Empuja nudo.
7	FG-IN082029	Broca para QuickFit de 2,9 mm.
7	FG-IN082030	Broca para Knotix SPD de 3,0 mm.

Caja para instrumentales de Hombro

FG-IN190001

Bandeja 2



Punta de LassoFix



- 8** Cureta.
- 9** Elevadores de tejidos.
- 10** Raspas.
- 11** LassoFix.
- 12** Ganchos.
- 13** Obturadores.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número	Código	Descripción
8	FG-IN043000	Cureta tipo anillo de doble filo.
9	FG-IN030015	Elevador de tejido con punta inclinada 15°.
9	FG-IN030030	Elevador de tejido con punta inclinada 30°.
10	FG-IN021000	Raspa con superficie rugosa interna.
10	FG-IN022000	Raspa con superficie rugosa externa.
11	FG-IN100025	Punta de LassoFix inclinada 25° hacia la izquierda.
11	FG-IN100990	Punta de LassoFix inclinada 90° hacia la derecha.
11	FG-IN100925	Punta de LassoFix inclinada 25° hacia la derecha.
11	FG-IN100090	Punta de LassoFix inclinada 90° hacia la izquierda.
11	FG-IN109900	Mango de LassoFix.
12	FG-IN041030	Gancho palpador.
12	FG-IN042000	Gancho crochet recuperador de sutura.
13	FG-IN060870	Obturador reutilizable para cánula de 8 x 70 mm.
13	FG-IN060890	Obturador reutilizable para cánula de 8 x 90 mm.
13	FG-IN060670	Obturador reutilizable para cánula de 6 x 70 mm.
13	FG-IN060690	Obturador reutilizable para cánula de 6 x 90 mm.

BRO-0011 (04) / SEP-2026



Instrumentales no estériles.

Indicación de uso: Los instrumentales no estériles, se indican para procedimientos quirúrgicos artroscópicos, cirugías ortopédicas mínimamente invasivas y/o cirugías ortopédicas abiertas de hombro, rodilla, pie y tobillo. En Ecuador REGISTRO SANITARIO No. 17532-DME-1124.

Instrumentales estériles.

Indicación de uso: Los instrumentales estériles, se indican para procedimientos quirúrgicos artroscópicos, cirugías ortopédicas mínimamente invasivas y/o cirugías ortopédicas abiertas de hombro, rodilla, pie y tobillo. En Ecuador REGISTRO SANITARIO No. 17282-DME-0924.

La disponibilidad de los productos puede variar según el mercado y las aprobaciones regulatorias locales. Consulte con su representante para más información.