

# SelfPass

**Controle e simplicidade**  
na passagem de suturas



**Promedon**  
Sports Medicine

# SelfPass

## de Ombro

A **SelfPass de Ombro** foi desenvolvida para proporcionar uma passagem de sutura rápida e segura. Fabricada em aço inoxidável, conta com ponta de apreensão serrilhada e profundidade de mordida de 22 mm, proporcionando firme apreensão do tecido e controle durante a passagem da sutura.

### Eficiência em um único passo

Passagem e recuperação da sutura armada em uma manobra.



### 2 Baixo perfil

Haste de baixo perfil, compatível com cânulas de 6 mm de diâmetro.

3

### Apreensão eficiente do tecido

Ponta serrilhada com profundidade de mordida de 22 mm, desenvolvida para proporcionar firme apreensão do tecido.

4


### Compatibilidade com suturas

TapeFit Max e CordFit #2.

5

### Ergonomia otimizada

Design ergonômico e mecanismo de acionamento desenvolvidos para proporcionar controle durante o manuseio.



# SelfPass

## de Joelho


O **SelfPass de Joelho** proporciona uma passagem de suturas precisa e controlada. Fabricado em aço inoxidável, seu design de baixo perfil, aliado ao sistema de agulha otimizado, permite realizar pontos de sutura confiáveis mesmo em áreas de difícil acesso, preservando a segurança das estruturas articulares.

### 1 Acesso otimizado a espaços reduzidos

Ponta de baixo perfil desenvolvida para acessar áreas estreitas do compartimento articular.




2



### Agulha com ponta de nitinol

Combina flexibilidade e resistência, permitindo uma passagem suave e controlada através do tecido meniscal.

3



### Entalhe cônico para retenção da sutura

Geometria desenvolvida para acomodar e reter as suturas CordFit #2, CordFit #2-0 e TapeFit de 1,5 mm.

4

### Empunhadura ergonômica

Design ergonômico e intuitivo, desenvolvido para proporcionar controle e maior precisão durante o manuseio.

# INFORMAÇÕES DO PRODUTO

## INSTRUMENTAIS

| Código      | Descrição                                      |
|-------------|------------------------------------------------|
| FG-IN096000 | Pinça SelfPass.                                |
| FG-CN200901 | Agulha para Pinças SelfPass, estéril.          |
| FG-IN590000 | Pinça SelfPass de joelho.                      |
| FG-CN305901 | Agulha para pinça SelfPass de joelho, estéril. |

BRO-0026 (02) / SEP-2026