

Sistema de Reparación Meniscal

Solidez y seguridad en
procedimientos articulares



Promedon
Sports Medicine

SelfPass

de Rodilla


SelfPass de Rodilla ofrece un pasaje de suturas preciso y controlado. Su diseño en acero inoxidable y de bajo perfil, junto a su sistema de aguja optimizado permiten obtener un punto de sutura confiable, incluso en zonas de difícil acceso, manteniendo la seguridad de las estructuras articulares.

1 Acceso optimizado para espacios reducidos

Su punta está diseñada específicamente para alcanzar las zonas más estrechas del compartimiento articular.



2



Aguja con punta de nitinol

Combina flexibilidad y resistencia, permitiendo un pasaje suave y controlado a través del tejido meniscal.

3



Muesca cónica que permite retener suturas

CordFit #2, CordFit #2-0 y TapeFit de 1,5 mm.

4

Agarre ergonómico

Cuenta con una morfología ergonómica e intuitiva para mayor precisión.




Raíz Meniscal




Compás con gancho tibial de raíz meniscal

Cuenta con una pala recta en el extremo distal y una concavidad que brinda estabilidad en reparaciones de raíz meniscal. Además, la marca láser presente en la punta aporta una mayor precisión en la salida del pin guía.



Empuja nudo para sutura #2-0


Diseñado para avanzar y asentar nudos deslizantes hasta su posición final durante reparaciones meniscales. Es compatible con suturas #2-0.



Gancho palpador

Cuenta con una punta de gancho de 3,5 mm y un vástago con marcas láser espaciadas cada 5 mm.

Inside-Out



Camisas Meniscales


Se presentan en angulaciones de 25° y 65°, que permiten direccionar el pasaje de las agujas a las zonas a reparar mediante técnica *inside-out*. Su punta roma evita daños en el menisco durante el procedimiento.



Inclinación de 55°

Protector poplíteo

Brinda protección de las estructuras vasculo-nerviosas críticas durante el procedimiento de reparación mediante técnica *inside-out*.



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

INSTRUMENTALES

Código	Descripción
FG-CN305901	Aguja para pinza SelfPass de rodilla, estéril.
FG-IN591011	Gancho tibial para raíz meniscal.
FG-IN590000	Pinza SelfPass de rodilla.
FG-IN093010	Pinza corta sutura con punta tijera.
FG-IN501047	Fresa femoral canulada de 4,7 mm.
FG-IN001147	Punzón roscado para SpinFit de 4,7 mm.
FG-IN081047	Broca para Knotix de 5,5 mm y SpinFit de 4,7 mm.
FG-IN596000	Gancho palpador meniscal.
FG-CN305401	Pin guía de 2,4 mm punta broca con ojal.
FG-IN540000	Mango para gancho tibial o femoral.
FG-IN542024	Camisa para pin guía de 2,4 mm.
FG-IN593000	Protector poplíteo para reparación meniscal.
FG-IN691001	Caja para Instrumental Meniscal.
FG-IN590025	Camisa para reparación meniscal con punta inclinada 25°.
FG-IN590065	Camisa para reparación meniscal con punta inclinada 65°.
FG-IN595000	Empuja nudo para sutura #2-0

PRODUCTOS ASOCIADOS

Código	Descripción
FG-SU011120	Sutura CordFit #2-0 de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de longitud.
FG-SU011102	Sutura CordFit #2 de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de longitud.
FG-SU711115	Sutura TapeFit, tipo cinta, de 1,5 mm de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de longitud.
FG-AN012047	Ancla SpinFit PK de 4,7 mm x 19,1 mm sin sutura.
FG-SU021102	Sutura CordFit Stiff #2 de UHMWPE, azul, con extremo endurecido.
FG-SU061120	Sutura CordFit Meniscal Repair #2-0 de UHMWPE, azul, con dos agujas.
FG-CN313100	Aguja meniscal de acero inoxidable con loop de nitinol, estéril.

Instrumentales estériles.

Indicación de uso: los instrumentales estériles se indican para procedimientos quirúrgicos artroscópicos, cirugías ortopédicas mínimamente invasivas y/o cirugías ortopédicas abiertas de hombro, rodilla, pie y tobillo.
En Ecuador: REGISTRO SANITARIO No. 17282-DME-0924.

Instrumentales no estériles.

Indicación de uso: los instrumentales no estériles se indican para procedimientos quirúrgicos artroscópicos, cirugías ortopédicas mínimamente invasivas y/o cirugías ortopédicas abiertas de hombro, rodilla, pie y tobillo.
En Ecuador: REGISTRO SANITARIO No. 17532-DME-1124.

La disponibilidad de los productos puede variar según el mercado y las aprobaciones regulatorias locales. Consulte con su representante para más información.